



Produtos - MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO LB 2000

Produtos

Distribuidores

Representantes

Assistência Técnica

News Letter

Endereço:

AV.IDALINA RAMALHO
MENDONÇA, 480
V DISTRITO INDUSTRIAL
ARARAQUARA - SP
CEP 14808-124

Telefone:

+55 (16) 3322-9492



• [Ampliar Imagem](#)

Equipamento elétrico desenvolvido para prótese, podologia, gravações, consultórios dentários, artesanatos, hobby, etc. Com a finalidade de corte, lapidação, desgaste, polimento, gravações.

- * Rotação de 0 a 35.000 rpm;
- * Botão D/E;
- * 127/220 volts chaveado;
- * Consumo de energia 45 watts - 50/60 Hertz;
- * Dispensa lubrificação;
- * Acompanha pedal L/D.

(Foto ilustrativa)

Registro ANVISA: 80186650003

DICAS UTEIS: Os rolamentos blindados da caneta possuem uma vida útil relativa, **não devendo de forma alguma tentar lubrificar**. Não deixe o equipamento ligado e potenciometro zerado pois poderá acarretar super aquecimento do rotor (micro motor) e com isso provocar queima do mesmo.